


Garrison®

КАТАЛОГ 2026





Composi-Tight Gold*

Майже вдвічі більше сепараційне зусилля, ніж у оригінального кільця.



Composi-Tight* 3D

Стандарт для матричних кілець з технологією Soft-Face™.



Nitin™ Sectional Matrix System

Секційна матрична система NiTin, створена з витягнутого нітинолового дроту, забезпечує стабільну, передбачувану ефективність.



Strata-G™

Представлено кільця, матриці та клинці Strata-G, які створюють ущільнення 270° Seal™ для максимального уникнення небажаних проміжків.

1997



Composi-Tight*

Garrison представив революційну секційну матричну систему Composi-Tight.

2002

2006



Composi-Tight* Silver Plus

Перше секційне матричне кільце, посилене полімером.

2008

2012



Composi-Tight* 3D XR

Дизайн з екстраутриманням для усунення зісковзування кільця.

2016

2017



Composi-Tight* 3D Fusion

Представлено перше в стоматології кільце для широких реставрацій.

2023

2025





Quad Matrix™

Удосконалений дизайн для суміжних та складних реставрацій.



AITAS
dental innovation



Інновації та адаптивність

Ідеальне рішення навіть для найскладніших реставраційних кейсів



Артикул

Q-KHF-40

Комплектація


2 кільця Quad синього кольору
25 Жорстких матриць (5х кожен колір)
25 Матриць Fusion (5х кожен колір)
40 Клинів Quad (10х кожен колір)
1х щипці FXP01

STRATA-G™

Секційна матрична система.



SG-KS-40



Тепер кільце можна розмістити з обох сторін!

Артикул	Комплектація	
SG-KS-40	Коротке кільце Strata-G SG400 1шт. Високе кільце Strata-G SG500 1шт. Широке кільце Strata-G Wide Prep SG600 1шт. Асортимент матриць Strata-G 50шт. Асортимент клинів Strata-G 40шт. Щипці для установки кілець Garrison 1шт.	
SG-KS-50	Коротке кільце Strata-G SG400 1шт. Широке кільце Strata-G Wide Prep SG600 1шт. Асортимент матриць Strata-G 50шт. Асортимент клинів Strata-G 40шт. Щипці для установки кілець Garrison 1шт.	

Garrison

AITAS
dental innovation

www.aitas.com.ua

www.garrisondental.com

3D Fusion™

Секційна матрична система



Надійність
у кожній
реставрації



Артикул	Комплектація
FX-KFF-00	Кільце низьке (синє) Composi-Tight 3D Fusion (1 шт). Кільце високе (помаранчеве) Composi-Tight 3D Fusion (1 шт). Кільце широке (зелене) Composi-Tight 3D Fusion (1 шт). Щипці для установки кілець Composi-Tight 3D Fusion (1 шт). Асортимент матриць Composi -Tight 3D Fusion (70 шт). Асортимент клинів Composi -Tight 3D Fusion (80 шт). 
FX-KFF-40	Кільце низьке (синє) Composi-Tight 3D Fusion (1 шт). Кільце високе (помаранчеве) Composi-Tight 3D Fusion (1 шт). Кільце широке (зелене) Composi-Tight 3D Fusion (1 шт). Щипці для установки кілець Composi-Tight 3D Fusion (1 шт). Асортимент матриць Composi -Tight 3D Fusion (40 шт). Асортимент клинів Composi -Tight 3D Fusion (40 шт). 

Garrison

AITAS
dental innovation

www.aitas.com.ua

www.garrisondental.com

Кільця

Quad Matrix System™ Для складних кейсів

Кільця Quad

Синє праве кільце
Для премоларів



Q400R-1

Синє ліве кільце
Для премоларів



Q400L-1

Оранжеве високе
праве кільце
Для молярів



Q500R-1

Оранжеве високе
ліве кільце
Для молярів



Q500L-1

STRATA-G™ Для порожнин класу II

Кільця SG

Для премоларів та
неправильно
розташованих зубів



SG400
Висота 4,7 мм

Для великих
моларів



SG500
6,4 мм

Для великих
порожнин, коли
відсутній бугор



SG600
широке

3DFusion™ Для порожнин класу II

Кільця FX

Для премоларів та
неправильно
розташованих зубів



FX400
Висота 4,7 мм

Для великих
моларів



FX500
6,4 мм

Для великих
порожнин, коли
відсутній бугор



FX600
широке

www.aitas.com.ua

Garrison

AITAS
dental innovation

www.garrisondental.com

Матриці



Nitin

премолярні

премолярні з
цервікальним
розширенням

премолярні
та малі
молярні

молярні

молярні з
цервікальним
розширенням

Матриці NiTiN з вушком для зручного розміщення та контурним дизайном; не деформуються під час встановлення.

Товщина:
0,038 мм

Артикул
Висота
К-сть



NTG100
4.0 мм
розш. 4.4 мм
50 шт



NTG150
4.1 мм
розш. 6.0 мм
50 шт



NTG175
5.0 мм
розш. 5.6 мм
50 шт



NTG200
5.4 мм
розш 6.6 мм
50 шт




NTG300
6.0 мм
розш. 8.7 мм
50 шт

FX

Анатомічні матриці 3D Fusion™ зі стійким до прилипання покриттям та оклюзійним вушком.

Товщина:
0,040 мм

Артикул
Висота
К-сть



FX100
4,4 мм
100 шт



FX150
6,0 мм
60 шт



FX175
5,6 мм
100 шт



FX200
6,6 мм
100 шт



FX300
8,7 мм
60 pcs.

Garrison

AITAS
dental innovation

www.aitas.com.ua

www.garrisondental.com

Клинці Quad

Артикул



QPL
Анатомічні,
фіолетові



QBL
Малі, сині



S



QOR
Середні,
оранжеві



M



QGR
Великі,
зелені



L

Клинці Strata-G™

Артикул



SGYL
Надмалі, жовті



XS



SGBL
Малі, сині



S



SGOR
Середні, оранжеві



M



SGGR
Великі, зелені



L

Клинці Composi-Tight® 3D Fusion™

Артикул



FXYL
Надмалі, жовті



XS



FXBL
Малі, сині



S



FXOR
Середні, оранжеві



M



FXGR
Великі, зелені



L

Клинці Fusion™ Anterior

Для
фронтальних
зубів, клас III
та IV



ANYL
Надмалі, жовті
XS



ANBL
Малі, сині
S



ANOR
Середні, оранжеві
M



ANGR
Великі, зелені
L

Wedge Wands® непрозори

Артикул



SWYL
Надмалі, жовті
XS



SWBL
Малі, сині
S



SWOR
Середні, оранжеві
M



SWGR
Великі, зелені
L

A+ Wedges™ з сульфатом алюмінію

Артикул



GWAYL
Надмалі, жовті
XS



GWABL
Small, blue
S



GWAOR
Середні, оранжеві
M



GWAGR
Великі, зелені
L

Загальні примітки з безпеки

Застереження:

- Секційні матричні системи складаються з малих, гострих деталей. Перед виконанням будь-яких процедур рекомендовано встановити рабердам або інший ізоляційний засіб. Як і у випадку з усіма інтраоральними інструментами, необхідно дотримуватись обережності для забезпечення стабільного поводження та розміщення.
- Аспірація: у випадку вдихання матриці, клинця чи кільця, необхідно негайно звернутись за медичною допомогою.
- Проковтування: в разі випадкового проковтування рекомендуєте пацієнту звернутись за медичною допомогою для локалізації проковтнутої деталі. В разі ж нудоти чи погіршення стану самопочуття слід негайно звернутись за медичною допомогою.

Інструкції зі стерилізації та очистки

Стерилізація:

- Стерилізуйте продукцію в автоклаві використовуючи лише стерилізаційні пакети, що пройшли сертифікацію CE.
- Стерилізуйте лише в автоклаві. Цикл стерилізації 6 хвилин при температурі 132-134°C та тиску 210 кПа, з часом подальшого висихання 20-30 хвилин; будь ласка, також слідуйте вказівкам виробника. Ніколи не перевищуйте температуру в 137°C.
- **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** хімічних засобів стерилізації.

Очистка:

- Усуньте всі видимі залишки матеріалів до стерилізації.
- Використовуйте для цього нейлонову чи подібну до неї м'яку щіточку. Будьте особливо обережні, уникайте пошкоджень силіконових елементів Soft-Face™ під час очищення.
- Якщо залишки матеріалів не вдалось усунути з першого разу, будь ласка, повторіть процедуру знову.
- **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** хімічні розчини, що містять спирт, ацетон чи кетон.

Детальніше на: www.garrisondental.com

Garrison

AITAS
dental innovation

www.aitas.com.ua

www.garrisondental.com

Garrison.



© 2026 Garrison Dental Solutions, LLC



www.aitas.com.ua
www.garrisondental.com

AITAS
dental innovation